

GRAN OFERTA...!

NO PUEDES DEJARLA PASAR



MEMBRANA DE COLÁGENO
30x25x0.2mm

Paga 4 y Lleva 5
Por Solo

\$620.000



SIFUENTES
COLOMBIA LTDA.
INSTRUMENTOS E IMPLANTES DE TITANIO PARA CIRUGIA



Carrera 33A No. 31 -95 (601) • T teléfono: 477 7668 - Fax: 269 3379
www.sifuentescolombia.com • Bogotá, D.C.

GRAN OFERTA...!

NO PUEDES DEJARLA PASAR



MEMBRANA DE COLÁGENO
40x20x1mm

Paga 4 y Lleva 5
Por Solo

\$580.000



SIFUENTES
COLOMBIA LTDA.
INSTRUMENTOS E IMPLANTES DE TITANIO PARA CIRUGIA



Carrera 33A No. 31 -95 (601) • T teléfono: 477 7668 - Fax: 269 3379
www.sifuentescolombia.com • Bogotá, D.C.

Membrana de Colágeno

Esterilizada.

Membrana de dos capas que se aplica para la regeneración del tejido óseo. En la superficie activa se tiene una capa de Hidroxiapatita.

Se utiliza en el tratamiento quirúrgico periodontal y de parodontosis en fases moderada y grave.

Asimismo en cirugía maxilofacial.

Composición: Colágeno, Hidroxiapatita.

Reabsorbible entre los 60 días.



MEMBRANA DE COLÁGENO
30x25x0.2mm

Membrana de Colágeno

Esterilizada.

Esta membrana contiene una capa activa que se aplica al tejido óseo.

Grosor de la membrana: 1mm.

Peso Aproximado: 0,25 gr.

Esta membrana es completamente reabsorbible se usa en diferentes operaciones de reconstrucción maxilofacial; cierre de paladar hendido, restauración de la placa cortical, proceso alveolar corrección.

De acuerdo al caso es posible la impregnación de la membrana con antibióticos.

Composición: Colágeno, Hidroxiapatita.



MEMBRANA DE COLÁGENO
40x20x1mm